

OBERARM- BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 7670




Oberarm-Blutdruckmessgerät SC 7670

- WHO-Indikator,
- Speicherplatz für 2x50 Messergebnisse,
- Piepton begleitet den Messvorgang,
- Anzeige von Datum und Uhrzeit.

Die Messung des Blutdruckes erfolgt am linken Oberarm. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein.

Das Blutdruckmessgerät pumpt nach dem Einschalten automatisch auf, bis der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck erreicht ist. Reicht dieser nicht aus, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach (Fuzzy Logic).

Der anschließende Messvorgang wird von einem Piepton begleitet, bis die Blutdruckwerte ermittelt sind und hört auf, wenn die Messung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt.



PZN-15416597
Art.-Nr.: 02495

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de